



Syndicat Pénitentiaire des Surveillants

CP de PERPIGNAN



Au cas où ...

Sortez (bien) couvert !

En cette période d'épidémie de Coronavirus, les agents peuvent être amenés à escorter vers les services hospitaliers de Perpignan une personne détenue suspectée d'être atteinte par la maladie Covid ou, tout du moins, en présentant les symptômes.

Néanmoins et au vue du risque important de contagiosité du virus, l'établissement est depuis peu doté de tenues intégrales adaptées à la protection contre le risque infectieux pouvant provoquer la maladie Covid-19.

En effet, le CP de Perpignan détient cet Equipement de Protection Individuel mais, n'a pour l'heure procédé à aucune information, ni encore moins une formation auprès des agents qui peuvent être amenés à utiliser ce matériel à tout moment.

Alors, au cas où, en attendant que l'administration se décide à nous informer ou nous former, le SPS vous propose de prendre connaissance d'une fiche technique expliquant l'usage de cette tenue intégrale actuellement en dotation auprès des pompiers et qui est quasiment en tout point identique à la notre.

Voici donc le protocole en vigueur auprès des soldats du feu lié à l'utilisation correcte de ce matériel à usage unique insistant sur la procédure à suivre pour se vêtir et se dévêtir en respectant scrupuleusement les étapes nécessaires pour se préserver de la contamination.

LE Syndicat 100% Surveillants !

Le Bureau Local 15 avril 2020 : Jean-Paul

Lot EPI type 5

GROUPEMENT DES SERVICES OPÉRATIONNELS
SERVICE OPÉRATIONS

VALIDÉE PAR : CTD RCH
CRÉÉE LE : 29 août 2014
RÉVISION : 06
RÉVISÉE LE : 03/04/2020



Définition - Description :

Équipement de protection individuelle à usage limité de type 5, étanche aux particules solides (dont poussières). La protection respiratoire en fonction de la nature des risques est assurée par :

- Un masque à minima de classe FFP2, pour le sauveteur,
- Un masque chirurgical pour la victime.

Le lot type 5 se compose de :

- Une combinaison,
- Un masque FFP2 (sapeur-pompier),
- Un masque chirurgical (victime),
- Trois paires de gants nitrile,
- Une paire de lunettes,
- Une paire de sur-bottes,
- Un sac poubelle 130 litres.

Un lot type 5 « allégé » est créé également et se compose de :

- Trois masques FFP2 (sapeur-pompier),
- Un masque chirurgical (victime),
- Une paire de lunettes (pour l'équipier restant face à la victime).

Indications : - Utilisation lors d'intervention :

Pour le type 5 :

- Avec risque de contamination biologique concernant les gripes non saisonnières, par exemple H₁N₁, H₅N₁,..., Coronavirus, la maladie du charbon (Anthrax).
- Sur un produit chimique connu, ou produit radiologique (+ masque ARF + cartouche NRBC).

Pour le type 5 allégé : - Avec risque de contamination biologique concernant des maladies peu contagieuses : rhume, grippe saisonnière, peste, typhoïde, botulisme, toxine diphtérique.

Contre-Indications :

- Ne pas utiliser lors d'une exposition à une victime ou un animal infecté par la variole, une fièvre hémorragique (Marburg, Ébola, ...): **EPI type 3 obligatoire, cf fiche MO RCH 101.**

Entretien - Maintenance :

- Stocker les lots dans les engins déterminés,
- Les combinaisons et éléments portés lors d'une exposition sont éliminés dans les DASRI,
- Après ouverture du kit, ramener les éléments non utilisés à la PUI pour reconditionnement.

Évolution - Surveillance :

- Contrôler l'intégrité de la combinaison après habillage (risque de déchirements, couverture totale des zones à protéger),
- Veiller au parfait état de la combinaison pendant l'intervention (déchirements, défaut d'étanchéité des gants).

Techniques d'utilisation :



- La première règle de protection consiste à placer le masque sur les voies respiratoires de la victime.
- La victime doit se désinfecter les mains par friction avec une solution hydro-alcoolique (ANIOSGEL) si possible.
- Port des gants non stériles à usage unique.

Procédure d'habillage :

Enlever les bijoux, la montre et la ceinture.



- 1/ Enfiler les sur-bottes,
- 2/ Positionner le masque FFP2 en couvrant les voies respiratoires, ajuster les élastiques de maintien et l'étanchéité du nez (1).
- 3/ Positionner les lunettes en recouvrant le haut du masque (2),
- 4/ Mettre la première paire de gants,
- 5/ Enfiler la combinaison en prenant soin de recouvrir les sur-bottes, les gants et laisser le moins de peau visible possible sur le visage (3),
- 6/ Enfiler une seconde paire de gants
- 7/ Enfiler une troisième paire de gants venant recouvrir les seconds et recouvrant également le bas de la manche de la combinaison.

Procédure de déshabillage :

Lors du déshabillage il faut éviter tout transfert de contamination par contact, de la partie extérieure de la combinaison avec la peau, les vêtements de travail, les voies respiratoires, ...



- Se positionner debout à l'intérieur du sac poubelle de 130 litres (1),
- Prendre en pince sans toucher la peau du visage ou les cheveux le haut de la capuche de la tenue et l'écartier pour la rabattre (2),
- Après ouverture de la fermeture éclair, prendre la combinaison en pince par l'extérieur et la retourner pour dégager les épaules. (3).



- Retirer la paire de gants extérieure, sans toucher les seconds gants. Déposer cette paire de gants dans le sac.
- Avec les gants propres, faire glisser la tenue vers le bas en ne touchant que l'intérieur de celle-ci.
- A l'aide de la combinaison, prendre en pince les sur-bottes sans toucher la tenue de travail. (4)



- Après retrait de la première sur-botte, le pied est posé hors du sac. (5) Faire de même pour le second pied.
- Retirer la seconde paire de gants, sans toucher le premier gant. Déposer cette paire de gants dans le sac.
- Enlever les lunettes puis le masque et les placer dans le sac poubelle (6).



- Refermer le sac poubelle, il sera éliminé par la filière DASRI (7).
- Enlever la première paire de gants et la placer dans le colis DASRI.
- Se laver les mains à l'eau et au savon, à défaut utiliser un gel hydro-alcoolique (8).